

貯法：室温保存

有効期間：3年

許可番号

21A2X00016

販売開始

2003年11月

溶解剤

日本薬局方 **精製水**

Purified Water

3. 組成・性状

3.1 組成

成分	1mL中 日局精製水 1mL 本品はイオン交換法により精製し、RO膜、UF膜を通した水で、除菌ろ過はしているが、加熱滅菌はしていない。
----	--

3.2 製剤の性状

性状	無色澄明の液で、においはない。
----	-----------------

4. 効能又は効果

- 溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。
- 医療機器の洗浄に用いる。

6. 用法及び用量

- 溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。
- 医療機器の洗浄に用いる。
- その他の用途
溶解剤としてコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に用いる。
(コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。)

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

注射剤の調製には用いないこと。

14.2 薬剤使用時の注意

- 14.2.1 液を取り出したあとは直ちに密栓し、開口状態で放置しないこと。
- 14.2.2 一度取り出した液を元の容器に戻さないこと。
- 14.2.3 開封後はなるべく速やかに使用すること。
- 14.2.4 容器の先が、人指等に触れると、雑菌等のため、液が汚染又は混濁することがあるので注意すること。
また、臭い、混濁、沈殿が生じたものは使用しないこと。
- 14.2.5 ソフトコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に本品を用いた場合は、装着前に必ずソフトコンタクトレンズを煮沸消毒すること。
- 14.2.6 コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。

20. 取扱い上の注意

- 20.1 直射日光をさけること。
- 20.2 なるべく冷所（冷蔵庫等）に密栓して保管すること。
- 20.3 他の容器に入れかえないこと。

22. 包装


500mL（ポリエチレン容器）、18L（ポリエチレン容器）

24. 文献請求先及び問い合わせ先

中北薬品株式会社 製薬工場事業部
〒496-0016 愛知県津島市白浜町字番場52-1
TEL. 0567-32-1431
FAX. 0567-32-2961

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 **日興製薬株式会社**
岐阜県羽島市江吉良町1593

26.2 発売元

 **中北薬品株式会社**
愛知県津島市白浜町字番場52-1